




I H R E **S I G G I**

A N L E I T U N G



SIGGI mit
USB-Kabel



Bildschirm
& Rechner



Touchpad-
Tastatur



Masterkarte



USB-C –
Anschlusskabel



B A S I S **S I G G I** - P C
L I E F E R U N G



RFID-Chips

RFID-Karten



Dokumenten-Scanner

Übungsleiter-Tablet



USB Hub

Lesegerät für Gesundheitskarte




RFID-Lesegerät

Zusätzliches Signaturpad



Blickschutzfolie für PC-Monitor

Ersatzstift für Signopad



Z U S A T Z

S I G G I - P C

L I E F E R U N G

Monitorständer – Oberseite

1




Monitorständer – Unterseite
einhängen

2



Monitorfuß – Unterseite
Schraube **festdrehen**

3



SIGGI - PC
komplett

SIGGI
USB-Kabel
anschließen


USB-Kabel
an Mini-PC
anschließen

Stromversorgung
Monitor und Mini-PC
herstellen

4

5

6



EINFACHE **SIGGI**-PC
MONTAGE

1 Touchpad-Tastatur
einschalten

- 2 Monitor und Mini-PC
einschalten
- 3 mit lokalem Netzwerk
(WLAN oder LAN)
verbinden
- 4 Mini-PC neu starten

- 5 Den erhaltenen Benutzernamen
(siehe Masterkarte) in der Zeile
BENUTZERNAME eintragen
- 6 Cursor in der Zeile **KENNWORT
positionieren**

1



2

3

4

5

6




LAN-Kabel ist nicht im Lieferumfang
enthalten!

7 anschließend **Anmeldechip** an Scanpunkt halten

9 Startprogramm **läuft** nach Ablauf des Vorgangs ist Ihr SIGGI einsatzbereit

7

8



IHR SIGGI - PC
EINSATZBEREIT



DIE **SIGGI**-PC

INSTALLATION



Original Surface
Tastatur

Ihr SIGGI **PAD**

Netzteil Surface




Masterkarte

Siggi Case

USB-C Kabel
(bereits montiert)



B A S I S **S I G G I** - P A D
L I E F E R U N G



RFID-Chips

RFID-Karten



Dokumenten-Scanner

Übungsleiter-Tablet



LAN-Adapter

Lesegerät für Gesundheitskarte




RFID-Lesegerät

Zusätzliches Signaturpad



Surface-Ständer für stationären Betrieb des SIGGI-PAD's (abschließbar)

Ersatzstift für Signopad






Z U S A T Z **S I G G I** - P A D
L I E F E R U N G

1 Siggı PAD über Surface
einschalten

- 2 Anmeldebildschirm
nach oben wischen
- 3 Den Cursor in PASSWORTFELD
positionieren und Anmeldechip an
Scanpunkt halten
- 4 mit lokalem Netzwerk
(WLAN) verbinden

- 5 Doppelklick auf Symbol SIGGI
- 6 Den erhaltenen Benutzernamen
(siehe Masterkarte) in der Zeile
BENUTZERNAME eintragen
- 7 Cursor in der Zeile KENNWORT
positionieren



8 anschließend **Anmeldechip** an Scanpunkt halten

9 10

9 Startprogramm **läuft** nach Ablauf des Vorgangs ist Ihr SIGGI einsatzbereit



IHR SIGGI - PAD
EINSATZBEREIT



DIE SIGGI-PAD INSTALLATION



Um das SIGGI Programm zu beenden
Anmelddechip an Scanpunkt **halten**

- 1 auf Button **SIGGI** ausschalten
tippen
- 2 Möglichkeit mit dem SIGGI
RFID-Transponder zu zuordnen
- 3 Zum **abbrechen** auf zurück
tippen

4 **Doppelklick** auf Symbol **ULI**

5 Registrierte **EMAILADRESSE**
für **ULI** eingeben und
weiter drücken

6 Mit **PASSWORT anmelden** und
wie gewohnt mit **ULI arbeiten**




WEITERE PAD
FUNKTIONEN



- 1 Gelieferte Tastatur an SURFACE **befestigen** (magnetisch)
- 2 SURFACE **starten**
- 3 Windows-Button **drücken**
- 4 SIGGI-ULI-Button **drücken** und zu Benutzer RESI wechseln

- 5 Zum benutzen von RESI – mit **Password** von Masterkarte **anmelden**



MIT **SIGGI**-PAD
KALLE NUTZEN



HILFE

RESI Hilfecenter –

hilfe.resi.management

Anleitungen und Programminformationen



KLARA –

Zusätzliche Schulungsmodule zu einzelnen Themen buchen

WIR. OPTIMIEREN. REHASPORT.




**RAUM
FÜR IHR
LOGO**

RFID-Karten –

Wir drucken Ihre individuellen RFID Karten mit
ihrem Logo und Ihrem Corporate Design




Rehasport Management
mit DeltaMaster:
Sehen, verstehen, handeln



MANNE –

optimieren Sie Ihren Rehasport mit **IHREN** Kennzahlen




IHRE SIGGI QUALITÄTSURKUNDE

Vielen Dank für den Erwerb einer SIGGI - **Signaturbox**.

Dieser **SIGGI** wurde entsprechend unseren hohen Qualitätsansprüchen montiert, vorkonfiguriert und verpackt.

Mit unseren Unterschriften bürgen wir für diese Qualität



STEMPEL

Montage

Software-Konfiguration

Endkontrolle – Verpackung



RESI | REHASPORT SIGNATUR MANAGEMENT
ist ein Produkt der es.te services GmbH

Eiswerderstraße 20 | 13585 Berlin | Fon +49 30 25 77 09 100
www.este-services.de | hilfe@resi.management

GENERELLE HINWEISE • Ihr **SIGGI** wurde als Einzelanfertigung im 3-D Druckverfahren hergestellt und in Handarbeit für Sie montiert. Kleine Abweichungen der 3-D Struktur stellen keinen Reklamationsgrund dar, sondern unterstreichen die Individualität Ihres **SIGGI**'s.

Setzen Sie Ihren **SIGGI** nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Transportieren Sie Ihren **SIGGI** mit Sorgfalt, lassen Sie ihn nicht fallen und vermeiden Sie starke Vibrationen und Stöße.